




NIPRO BLOOD TRANSFUSION SET

DÂY TRUYỀN MÁU NIPRO



- Dây truyền máu 20 giọt/ml, dài 150cm, chất liệu PVC, Non-Pyrogen, trong suốt dễ quan sát.
- Lỗ lọc 200 μ m, diện tích màn lọc 12cm²
- Bộ chỉnh giọt tròn, mượt, có móc để treo dây.
- Tiệt trùng ETO, đạt chuẩn ISO 13485, CE



Sản phẩm



Mã sản phẩm

Mô tả

NIPRO BLOOD TRANSFUSION SET



Dây truyền máu 20 giọt Amsino
N-BTF-IS-2101TH-ECE

Đầu nối spin lock, giúp kết nối chắc chắn và tháo dễ dàng bằng 1 tay

NIPRO BLOOD TRANSFUSION SET



Dây truyền máu 20 giọt Amsino
N-BTF-IS-2101THG-ECE

Có kim 18Gx1-1/2"

Single use
50pcs/ **hộp**
ISO13485, EC

NIPRO CORPORATION

3-9-9, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka,
531-8510 Japan
Phone: +81 6 6372 2331
Fax: +81 6 6371 7422

NIPRO SALES (THAILAND) CO., LTD.

89/170, Nipro Building, Vipavadee Rangsit Road,
Talat Bangkheng, Lakki, Bangkok 10210, Thailand
Phone: +66 2551 2000 Fax: +66 2551 2006
Nst@niprosales.com

NIPRO SALES VIETNAM REPRESENTATIVE OFFICE

38A Le Van Huan, Tan Binh District,
HCMC, Vietnam
Phone: +84 932702380
Nhuy@niprosales.com

Manufacturer: AMSINO MEDICAL (KUNSHAN) CO., LTD.
582 Lidu road, Qindeng Town, 215343 Kunshan City, China