


■ ĐẦU KIM K-3 LANCET

K-3 LANCET POINT có thể được mô tả là sự cải tiến của LANCET POINT và chủ yếu được sử dụng để gây tê tủy sống. Mô hình ban đầu được thiết kế bởi Tiến sĩ H. Quincke ở Đức nên **còn được gọi là QUINCKE POINT**. Nó được đặc trưng bởi khả năng chống xuyên thấu thích hợp và dễ xử lý khi bị thủng.



K-3



Heinrich Quincke