

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT: BĂNG DÁN PHẪU THUẬT



NIPRO SAFE FIX IVN – Cố định kim luồn tĩnh mạch

1. Đặc tính sản phẩm

- Băng dán siêu mỏng trong suốt
Có thể quan sát da bằng mắt thường vì lớp film dán trong suốt
- Kín đáo, không phản chiếu ánh sáng (không dễ nhận biết bằng mắt thường)
- Cố định chắc chắn, thoải mái (co giãn tốt cho thời gian bám dính kéo dài)
- Thấm hút ẩm cao (ngăn hăm da)
- Màng film polyurethane chống nước và chống vi khuẩn
- Keo không gây kích ứng da
- Cố định kim chắc chắn
- Không gặp tình trạng lỏng miếng dán hoặc nhăn nhúm
- Có miếng băng keo gia cố kim hoặc dây dịch



3. Chất liệu

Tất cả vật liệu dùng để sản xuất Băng dán Nipro Safe Fix đều đạt tiêu chuẩn y tế, không PVC, không Latex

Thành phần	Chất liệu
Miếng dán	Polyurethane
Keo dán không kích ứng da	Acrylic
Tấm lót ngăn các	Giấy
Tấm film trong suốt	Polyester

6. Chất lượng

Tiêu chuẩn hạng 1 theo tiêu chuẩn tiệt khuẩn Dụng cụ y tế MDD 93/42/ECC

Đạt tiêu chuẩn EN 14971:2001, EN 13485:2003, EN 10993:2003

Tiệt trùng EOG

7. Đặc điểm sản phẩm

Hạn sử dụng 5 năm

Chỉ sử dụng 1 lần